


DESCRIPTION GÉNÉRALE

Alèse en tissu sandwich à trois couches hautement absorbante et étanche : une couche douce et à absorption rapide de tissu hypoallergénique, conçu pour évacuer rapidement l'humidité du corps en absorbant et retenant les liquides, une couche intérieure respirante et étanche en polyuréthane et une couche arrière en polyester single jersey.



Surface. Absorption maximale, antibactérienne et réduction des odeurs

Protection maximale. Film de polyuréthane Imperméable et respirant

Tissu. Polyester



ENTRETIEN PRODUIT



Lavage en machine jusqu'à 60°C.



Séchage en machine à température modérée



Eau de javel interdite



Ne pas calandrer



Ne pas repasser



Nettoyage à sec interdit
Solvants interdits



SMARTCEL



DESCRIPTION GÉNÉRALE DU TISSU

Membrane de polyuréthane imperméable et respirant laminé entre une couche supérieure de tissu éponge TENCEL™ et une couche arrière de polyester single jersey.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TISSU

Propriétés	Valeurs	Unités
Poids du tissu	275 + 50 ± 10	g/m ²
Poids total	350 ± 10	g/m ²
Composition du film	100% polyuréthane	
Composition du tissu	Surface: 70% Lyocell (TENCEL™, SMARTCEL), 20% Modal (TENCEL™), 10% Polyester Contient ZnO Pharma Grade. couche inférieure: 100% polyester	
Transmission de la vapeur d'eau (respirabilité) ASTM E96 B	1000	g/m ² · 24h
Résistance à la pénétration de l'eau - Essai sous pression hydrostatique UNE-EN 20811)	> 500	cm

TISSU RABATS

Tissu en polyester interlock élastique à placer sous le matelas pour un ajustement et un maintien parfaits.

Propriétés	Valeurs	Unités
Poids du tissu	90 ± 10	g/m ²
Composition du tissu	100% polyester	g/m ²



INFORMATION PRODUIT

- Technologie **Dermofresh®**.
- **Super absorbant**. Il peut absorber jusqu'à **0,8 L/m2**
- **Hypoallergénique et doux pour la peau**. Il a été spécialement conçu pour minimiser l'irritabilité de la peau.
 - Certifié **OEKO-TEX Standard 100, Class I** (test n°2018OK1643 par AITEX).
 - **Dermatest®**. Excellente tolérance dermatologique testée cliniquement.
- **Surface 100% origine naturelle**.
- **Imperméable, respirant, doux et confortable**.
- **Fibres certifiées par Lenzing** (n° certification: 123010122409: Garantie de qualité et de durabilité.
- **Effet frais** : Réduit les odeurs
- **Bon effet antibactérien** -Proven Quality Label by TESTEX (Test n° 220456)
- **Idéal** pour les personnes souffrant d'**INCONTINENCE**.
- Solution parfaite pour remplacer les produits à usage unique par des **produits absorbants réutilisables et durables**.
- **Produit européen**.
- Taille :
 - Surface: 90 x 60 cm.
 - Rabat: 60 x 30 cm (uniquement dans la référence avec rabat)