



FICHE TECHNIQUE/ DATA SHEET

Gant de toilette à usage unique

Disposable washing glove

REFERENCE : BWGT50W

REFERENCE	<i>BWGT50W</i>
Longueur / Length	22cm
Largeur / Width	15cm
Grammage / Weight	75 g/m²

	Français/French	Anglais/English
DESTINATION/UTILISATION <i>Destination/Use</i>	Dispositif d'hygiène corporelle pour les établissements médicaux, les maisons de retraite, les crèches et maternités...	<i>Personal hygiene device for medical facilities, retirement homes, nurseries and maternity...</i>
COMPOSITION <i>Composition</i>	30% viscose, 70% polyester	<i>30% viscose, 70% polyester</i>
CARACTERISTIQUES <i>Characteristics</i>	Tissu aiguilleté, non allergique Tissu très doux, non pelucheux 100% recyclable Nos gants de toilettes sont soudés par Ultrason	<i>Needle punched tissue, non-allergic Tissue very soft, non lint 100% recyclable Our washing gloves are welded by Ultrasound</i>
STERILISATION <i>Sterilization</i>	Non stérile Peut être stérilisé à l'autoclave et à l'oxyde d'éthylène	<i>Non sterile Can be sterilized in autoclave and ethylene oxyde</i>
CONFORMITE <i>Conformity</i>	Fibres conformes aux exigences de l'OE-KOTEX® Standard 100 Classe 1 ce qui permet l'utilisation du produit au contact de la peau des bébés EN ISO-10993-5 EN ISO-10993-10	<i>The fibers meet the requirements of the OE-KOTEX® standard 100 class 1 which allow to use the product in contact with the skin of babies</i> EN ISO-10993-5 EN ISO-10993-10

EMBALLAGE/Packing	CONDITIONNEMENT/Packaging	DIMENSIONS/Dimensions	POIDS/Weight
Sachet de 50 gants / Pouch of 50 gloves	Carton de 20 sachets / Carton of 20 bags	300x390x400	5,5 kg
Palette de 36 cartons / Palet of 36 cartons			