


<p>1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise / Company administrative informations:</p>				
1.1	<p>Nom / Name: BIENMED</p>			
1.2	<table border="1"> <tr> <td> <p>Adresse / Adress : 16 avenue de Joinville 94130 Nogent sur Marne</p> </td> <td> <p>Bienmed@hotmail.com Wendy 0665972079</p> </td> </tr> </table>	<p>Adresse / Adress : 16 avenue de Joinville 94130 Nogent sur Marne</p>	<p>Bienmed@hotmail.com Wendy 0665972079</p>	
<p>Adresse / Adress : 16 avenue de Joinville 94130 Nogent sur Marne</p>	<p>Bienmed@hotmail.com Wendy 0665972079</p>			
1.3	<table border="1"> <tr> <td> <p>Coordonnées du correspondant matériovigilance / Materialvigilance corresponding person: EMMANUELLE MARCADET</p> </td> <td> <p>contact@bien-med.com</p> </td> </tr> </table>	<p>Coordonnées du correspondant matériovigilance / Materialvigilance corresponding person: EMMANUELLE MARCADET</p>	<p>contact@bien-med.com</p>	
<p>Coordonnées du correspondant matériovigilance / Materialvigilance corresponding person: EMMANUELLE MARCADET</p>	<p>contact@bien-med.com</p>			
<p>2. Informations sur dispositif ou équipement / Equipment or Device informations:</p>				
2.1	<p>Dénomination commerciale / Tradename : Sur-chaussures anti-dérapantes non stérile, à usage unique <i>Non sterile disposable non slippery shoe cover</i></p>			
2.2	<p>Classe dispositif médical / Medical Device Class : Non applicable Directive de l'UE applicable / EU applicable directive : Non applicable Selon Annexe / following annex : Non applicable</p> <p>DISTRIBUTEUR de produit : BIENMED</p> <p>Normes / Standards: DM : classe I — Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE, Règlement 2017/745</p>			
2.3	<p>Descriptif du dispositif / Device description: Sur-chaussures de protection anti-dérapantes pour les chaussures en milieu hygiène non stérile et à usage unique <i>Non sterile disposable non slippery shoe covers for shoe protection for hygiene</i></p> <p>Couleur / Color: Blanc avec semelle bleue / <i>White with blue sole</i></p> <p>Usage Unique / Disposable : Oui / Yes</p> <p>Dimensions</p> <table border="1"> <tr> <td>Longueur / Length : 39 cm (± 1 cm)</td> </tr> <tr> <td>Hauteur / Height : 16 cm</td> </tr> <tr> <td>Grammage / Weight: 30 g/m² pour non tissé (± 2 g/m²)</td> </tr> </table>	Longueur / Length : 39 cm (± 1 cm)	Hauteur / Height : 16 cm	Grammage / Weight: 30 g/m ² pour non tissé (± 2 g/m ²)
Longueur / Length : 39 cm (± 1 cm)				
Hauteur / Height : 16 cm				
Grammage / Weight: 30 g/m ² pour non tissé (± 2 g/m ²)				
2.4	<table border="1"> <tr> <td> <p>Caractéristiques du dispositif / Characteristics</p> </td> <td> <p>Sur-chaussure renforcée par une semelle imperméable avec élastique de serrage aux chevilles <i>Shoe cover, reinforce with an impermeable sole with elastic at ankles</i></p> </td> </tr> </table> <p>PHOTO</p> 	<p>Caractéristiques du dispositif / Characteristics</p>	<p>Sur-chaussure renforcée par une semelle imperméable avec élastique de serrage aux chevilles <i>Shoe cover, reinforce with an impermeable sole with elastic at ankles</i></p>	
<p>Caractéristiques du dispositif / Characteristics</p>	<p>Sur-chaussure renforcée par une semelle imperméable avec élastique de serrage aux chevilles <i>Shoe cover, reinforce with an impermeable sole with elastic at ankles</i></p>			

