



Marque :	/
Classe CE :	I, non stérile
Durée de vie :	5 ans
Année de mise sur le marché :	2005 en France
Code CLADIMED :	M50AD01
Code CND :	/
Code GMDN :	33521
Version :	B
Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Bande adhésive non élastique constituée d'un support tissé de coton enduit d'une masse adhésive de caoutchouc naturel et synthétique.

Caractéristiques

- Pouvoir adhésif élevé,
- support inélastique,
- Sécable dans les deux sens,
- Support résistant à l'eau,
- Bande enroulée sur un moyeu plastique facilitant le déroulement,
- Existe en 6 coloris
- Formule avec latex, avec de la colophane et sans phtalates.

Composition

- Support : 100% coton de couleur blanc, noir, bleu, vert, rouge, jaune avec traitement hydrophobe.
- Masse adhésive : principalement composée de caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique (élastomère de synthèse), résine synthétique, lanoline, colophane naturelle, oxyde de zinc.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Support : masse surfacique, contexture, élasticité et rémanence.
 Résine synthétique : essai de solubilité, point de ramollissement, spectre IR.
 Elastomère de synthèse : essai de solubilité, spectre IR, viscosité.
 Lanoline : selon la pharmacopée européenne en vigueur.
 Oxyde de zinc : identification, granulométrie, densité.
 Élément protecteur : résistance mécanique, épaisseur, masse surfacique.

✓ Produits finis

Poids adhésif, adhésivité sur acier.

Conditionnement / Stérilisation

Chaque bande est enroulée sur une flasque. Conditionnement en boîtes unitaires et regroupées par 5 sous film ou en boîte cartonnée de 12 bandes. Produit livré non stérile.

Références

Présentations en boîtes de 12 bandes

Code EAN13	Code Produit	Couleur	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809034509	47109-00	Blanc	10 m X 3,75 cm	12	120	
4042809034592	09318-00	Bleu	10 m X 3,75 cm	12	120	
4042809034653	09319-00	Vert	10 m X 3,75 cm	12	120	
4042809034561	02381-00	Noir	10 m X 3,75 cm	12	48	
4042809034714	09317-00	Rouge	10 m X 3,75 cm	12	120	
4042809041675	09263-00	Jaune	10 m X 3,75 cm	12	120	

Présentations en boîtes unitaires

Code EAN13	Code Produit	Couleur	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809034325	01701-00	Blanc	10 m X 3,75 cm	5	90	
4042809034622	76185-00	Bleu	10 m X 3,75 cm	5	90	
4042809034684	76186-00	Vert	10 m X 3,75 cm	5	90	
4042809034530	02380-00	Noir	10 m X 3,75 cm	5	90	
4042809034745	76187-00	Rouge	10 m X 3,75 cm	5	90	
4042809034806	76188-00	Jaune	10 m X 3,75 cm	5	90	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Traitement et prévention des lésions musculaires, ligamentaires et articulaires.

Contre-indications

Allergie au latex (caoutchouc naturel) et à la colophane.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Se conformer aux indications de l'emballage.

Précautions d'emploi

- Non stérile : ne pas appliquer sur une plaie ouverte.
- Ce produit contient du caoutchouc naturel et de la colophane.
- Ne pas appliquer en circulaire complète.

Particularité d'utilisation

Doit être appliqué sur peau sèche et propre.

Accessoires associés

Pansements ou compresses en protection des plaies.

Entretien

Non applicable. Usage unique.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Décharge ou incinération selon réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN Medical SAS Rue du Millénaire F-72320 Vibraye Site certifié ISO 13485, 14001 & 45001