

Bande adhésive Hypafix 10m x 2.5 cm



FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Bande adhésive non-tissé multi-extensible, avec haute tolérance cutanée Les sparadraps Hypafix de la marque BSN Médical que nous proposons sont de grande qualité. Il s'agit de sparadraps 100% polyester non tissé et multi-extensibles, spécialement conçus pour la fixation de pansements au niveau des reliefs anatomiques et des pansements de grande dimension. Les sparadraps Hypafix blancs sont donc particulièrement adaptés aux grandes plaies. Outre leur praticité, ceux-ci respectent les peaux sensibles, puisqu'ils constituent une masse adhésive acrylique. L'adhésivité à la peau est optimale et garantie par la présence d'une bande de protection siliconée et quadrillée avec prédécoupe centrale. Néanmoins, ceux-ci ne collent pas pour autant à la plaie et ne favorisent aucunement sa macération. En effet, la couche acrylique du sparadrap Hypafix est constituée de telle sorte qu'elle absorbe et retient efficacement l'exsudat de la plaie. De même, le tissu microporeux favorise l'aération de la plaie.

Indications :

Maintien de pansements notamment de grandes dimensions

Idéale pour les patients ayant une peau sensible

Caractéristiques :

Support non tissé multi-extensible blanc

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : laisse la peau respirer et limite la macération

Hautement conformable pour une fixation aisée au niveau des zones à forte mobilité (articulations)

Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée

Bonne adhésivité pour une fixation fiable et durable

Retrait indolore : idéal pour les peaux sensibles

Dimension : 10m x 10cm