

	<b>Marque :</b>	/
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	2 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	1991 en France
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50AA03
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	10284
	<b>Version :</b>	D
	<b>Date :</b>	13/06/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Bande tissée élastique avec lisières, sécable à la main, enduite d'une émulsion rendant la bande auto-adhérente par simple pression.

### Caractéristiques

- Bande auto-adhérente,
- Support extensible et tissé pour éviter l'effilochage,
- Confortable et repositionnable,
- Allongement :  $\geq 120\%$ ,
- Force de contention : 0,2 à 0,45 N/cm
- Force de cohésion :  $\geq 0,8$  N/cm
- Formule avec latex, sans phtalates.

### Composition

Support: coton (15,5%), élasthanne (2,7%), fibranne (81,8%).  
Emulsion: latex naturel.

### Contrôles des matières premières et des produits finis

#### ✓ Matières premières

Support: Largeur, masse surfacique, contexture, rétractabilité, élongation après rétraction.  
Emulsion: Spectre infra-rouge, viscosité, extrait sec, pH.

#### ✓ Produits finis

Contrôle de la cohésivité, de l'allongement et de la rémanence,  
Contrôle du poids d'enduction.

### Conditionnement / Stérilisation

Conditionné en boîte unitaire. Produit livré non stérile.

### Références

Présentations sans vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Couleur	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809010633	72097-06	Blanc	3 m x 8 cm	10	80	
4042809010664	72097-07	Blanc	3 m x 10 cm	10	80	
4042809010695	72097-08	Chair	3 m x 8 cm	10	80	
4042809010725	72097-09	Chair	3 m x 10 cm	10	80	

Présentations avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Couleur	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809035018	72097-11	Blanc	3 m x 8 cm	5	80	6313591
4042809035049	72097-12	Blanc	3 m x 10 cm	5	80	6313600
4042809035070	72097-13	Chair	3 m x 8 cm	5	80	6313591
4042809035100	72097-14	Chair	3 m x 10 cm	5	80	6313600

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

### Indications

Contention/compression médicale de courte durée,  
Fixation de pansements, de dispositifs tels que des attelles, des tubes ou des rembourrages.

### Contre-indications

Sujets sensibilisés au latex naturel.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

Se conformer aux informations disponibles sur l'emballage.

#### Précaution d'emploi

Ne pas utiliser sur des patients allergiques au latex.

#### Particularité d'utilisation

Doit être appliquée sur peau sèche et propre.

### Accessoires associés

Pansements, compresses, poches de froid (Actimove® Physiopack®).

### Entretien

Bande à usage individuel, non réutilisable pour un autre patient.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

### Remboursement

Conforme à la LPPR.

### Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 02 43 83 24 97 Fax : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN Medical SAS Rue du Millénaire F-72320 Vibraye Site certifié ISO 13485, 14001 & 45001