

	<b>Marque :</b>	<b>Actimove®</b>
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	5 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2011 en France
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50ZZ99
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	31041
	<b>Version :</b>	B
	<b>Date :</b>	13/06/2021

### DONNEES PRODUIT

#### Description

Talonnets de 1 cm en silicone médical destinées à stabiliser et à soulager la pression plantaire, de compenser des différences de longueur des membres inférieurs.

#### Caractéristiques

- La forme anatomique et la structure permettent d'absorber les chocs,
- Réduction de la charge d'impact sur la cheville et la colonne vertébrale,
- Réalisé en silicone médical :
  - ✓ Réduit les risques de réactions allergiques,
  - ✓ Souple et confortable,
  - ✓ Ne se déforme pas et ne s'affaisse pas,
  - ✓ Lavable et sans odeur
  - ✓ Conception mince, s'intègre dans presque toutes les chaussures
  - ✓ Les rebords permettent de plaquer celle-ci contre le talon de la chaussure pour éviter tout glissement,
- Point bleu diminue la pression sous les zones les plus sensibles du talon,
- Pose et retrait rapide,
- Permet une compensation de longueur de jambe (1 cm),
- Formule sans latex.

#### Composition

Silicone translucide et bleu.

#### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant

#### Conditionnement / Stérilisation

Boite comprenant 2 talonnets. Produit livré non stérile

#### Références

Code EAN13	Code Produit	Taille	Pointure	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809308884	73474-10	S/M	<41	1	24	
4042809308907	73474-11	L/XL	>41	1	24	

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

**INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS****Indications**

- . Épines calcanéennes,
- . Talalgies,
- . Talonnades,
- . Tendinites du tendon d'Achille,
- . Inflammations (consécutives à une aponévrose plantaire ou à une bursite plantaire),
- . Pied sensible.

**Contre-indications**

Allergie connue à l'un des composants

**CONSEILS D'UTILISATION****Mode d'emploi**

Se reporter à la notice.

Particularités d'utilisation

- . Respecter scrupuleusement les recommandations de votre médecin.
- . En cas de gonflement, de décoloration de la peau ou de gêne inhabituelle, consulter un médecin et arrêter l'utilisation des talonnettes.

**Entretien**

Peut être nettoyé à l'eau tiède savonneuse.

**INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal

**Remboursement**

Non remboursé par l'assurance maladie.

**Procédés de destruction**

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

<b>Distributeur</b>	<b>Fabricant légal</b>
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485