



Classe CE : I, non stérile

Durée de vie : 5 ans

Année de mise sur le marché : 2019 sous *Leukoplast® soft white*  
2015 sous *Leukoplast® soft*  
2003 sous *Covermed®*

Code CLADIMED : F51CA02  
Code GMDN : 44990



Version C  
12/03/2020

### DONNEES PRODUIT

#### Description

Pansement adhésif constitué d'un support extensible en non tissé enduit d'une masse adhésive acrylique, d'une compresse médiane et d'un papier protecteur.

#### Caractéristiques

- Haute tolérance cutanée,
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui réduit le risque de macération,
- Doux,
- Conformable,
- Extensible,
- Compresse absorbante, neutre, non adhérente à la plaie,
- Retrait aisé et indolore,
- Pansement sans latex, sans phtalates.

#### Composition

<u>Support</u>	Non tissé, polyester extensible.
<u>Masse adhésive</u>	Acrylique.
<u>Compresse</u>	Non tissé blanc en viscose, polypropylène et polyéthylène, recouverte d'un film en polyéthylène.

#### Contrôles des matières premières et des produits finis

<u>Matières premières</u>	Effectués par le fabricant.
<u>Produits finis</u>	Aspect, couleur du support, poids, force d'adhésivité sur acier, biocharge.

#### Conditionnement / Stérilisation

Bande à découper ou boîte de pansements prédécoupés. Produit livré non stérile.

### Références

Code EAN13	Code produit	Dimension	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
<i>Bandes à découper</i>					
4042809658668	76450-00	5 m x 4 cm	10	50	
4042809658682	76450-01	5 m x 6 cm	10	40	
4042809658705	76450-02	5 m x 8 cm	10	30	
<i>Bandes prédécoupées (Boîte de 10 bandes de 10 cm)</i>					
4042809658958	76450-08	10 cm x 6 cm	10	10	
4042809653359	76450-11	10 cm x 8 cm	10	10	
<i>Bandes prédécoupées (Boîte de 5 bandes de 10 cm)</i>					
4042809658804	76450-05	10 cm x 4 cm	10	10	
4042809658835	76450-06	10 cm x 6 cm	10	10	
4042809657050	76450-09	10 cm x 8 cm	10	10	
<i>Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 30 pansements)</i>					
4042806659177	76450-21	Assortiment*	1	10	
<i>Pansements prédécoupés et emballés individuellement (Boîte de 1000 pansements)</i>					
4042809663440	76450-23	3,8 cm x 3,8 cm	1	8	
4042809663471	76450-24	7,2 cm x 1,9 cm	1	8	
4042809663501	76450-25	7,2 cm x 3,8 cm	1	8	
<i>Pansements prédécoupés et non emballés (Boîte de 500 pansements)</i>					
4042809663532	76450-26	1,9 cm x 4 cm	1	20	

\* Assortiment :

8 pansements standards 7,2 cm x 3,8 cm,  
12 pansements standards 7,2 cm x 1,9 cm,  
6 pansements pour ampoules Ø 2,2 cm,  
4 patchs 3,8 cm x 3,8 cm.

### Conditions de stockage

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

### INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS

#### Indications

Soins des plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions, à la suite d'une prise de sang ou une vaccination).

#### Contre-indications

Aucune connue.

### CONSEILS D'UTILISATION

#### Mode d'emploi

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

#### Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

#### Accessoires associés

Non applicable.

#### Entretien

Non applicable.

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

---

#### **Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

#### **Remboursement**

Non remboursé par l'assurance maladie.

#### **Procédés de destruction**

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

#### **Distributeur**

BSN-RADIANTE SAS

57 Boulevard Demorieux

F-72000 LE MANS

Service Clients : 02 43 83 40 40

Matéiovigilance : 02 43 83 24 97

Fax : 02 43 83 40 41

Site certifié ISO 13485 & 14001

#### **Fabricant légal**

BSN Medical GmbH

Quickbornstrasse, 24

D-20253 HAMBOURG

Allemagne

Site certifié ISO 13485