
 <p>Mit Röntgenstrahlen, elektromagnetisch und optisch nachweisbares wasserundurchlässiges Pflaster X-Ray, electromagnetically and visually detectable waterproof dressings Pansements imperméables, visuellement, électromagnétiquement et radiologiquement détectables</p> <p>STERILE EO</p> <p>15 x 7.2 cm 20 x 3.8 cm 10 x 4.4 x 5 cm 40 x 2.2 x 7.2 cm 10 x 1.9 x 12 cm</p> <p>REF 76453-06</p>	Marque :	
	Classe CE :	I, stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2011 en France (sous Coverplast® Detectable jusqu'en 2020)
	Code CLADIMED :	F51CA02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	44990
	Version :	A
	Date :	27/01/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif stérile constitué d'un support de polyuréthane/polystyrène, de couleur bleue, enduit d'une masse adhésive acrylique et d'une compresse absorbante comprenant de l'aluminium et du tungstène.

Caractéristiques

- Détectable aux rayons X, grâce aux filaments de tungstène,
- Détectable par les détecteurs de métaux, grâce à la présence de feuille d'aluminium,
- Visuellement détectable par sa couleur bleue,
- Support imperméable à l'eau, à l'huile et à la graisse,
- Haute tolérance cutanée,
- Perméable à la vapeur d'eau, limite le risque de macération,
- Conformable,
- Constitue une barrière antibactérienne et prévient des infections secondaires,
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition

Support : polyuréthane / polystyrène, coloris bleu.

Masse adhésive : acrylique.

Compresse : non-tissé blanc, comprenant une couche de viscose (90%) / polypropylène (10%) et une couche de viscose (50%) / polyester (50%) et recouverte d'un voile de polyéthylène. Présence feuille aluminium et filaments tungstène.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Contrôle Visuel, épaisseur/perméabilité à la vapeur d'eau/résistance à la traction/allongement du support, épaisseur/poids/capacité d'absorption de la compresse, viscosité de la masse adhésive.

✓ Produits finis

Quantité de masse adhésive, force d'adhésivité à l'acier, perméabilité à l'air, positionnement de la compresse.

Conditionnement / Stérilisation

Boîte de pansements prédécoupés, emballés individuellement sous sachet papier soudé. Produit livré stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène).

Références

Code EAN13	Code Produit	Dimensions pansement	Dimensions compresse	Nombre de pansements par boîte	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809659481	76453-00	1,9 x 12 cm ¹	1,9 x 2,5 cm	50	1	24	
4042809659573	76453-03	2,2 cm x 7,2 cm ²	1,2 cm x 3 cm	100	1	36	
4042809659603	76453-04	5 cm x 7,2 cm ³	2,5 cm x 4 cm	100	1	36	
4042809659634	76453-05	5 cm x 4,4 cm ⁴	2,5 cm x 1,5 cm	50	1	12	
4042809659665	76453-06	5 cm x 7,2 cm ³	2,5 cm x 4 cm	15	1	24	
		3,8 cm x 3,8 cm ⁵	1,8 x 1,8 cm	20			
		5 cm x 4,4 cm ⁴	2,5 cm x 1,5 cm	10			
		2,2 cm x 7,2 cm ²	1,2 cm x 3 cm	40			
		1,9 x 12 cm ¹	1,9 x 2,5 cm	10			

¹ pansement de forme rectangulaire, compresse à 2,3 cm de l'une des extrémités (forme spéciale doigt)

^{2&3} pansements de forme rectangulaire, à bords arrondis

⁴ pansement de largeur inégale, en forme de papillon, à bords arrondis

⁵ pansement de forme carré, à bords arrondis

CONDITIONS DE STOCKAGE

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Soins des plaies superficielles, peu exsudatives (coupures, abrasions, laceration), quand la détection d'un pansement perdu s'impose.

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Se conformer aux informations présentes sur l'emballage.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Certificat de marquage CE n°50708-16-10, délivré par DEKRA, validité 26/05/2024.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des pansements (entre autres: incinération).

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 02 43 83 24 97 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485