

	Marque :	Leukoplast®
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2020 en France
	Code CLADIMED :	F51CA02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	44990
	Version :	C
	Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif constitué d'un support microperforé de couleur chair, enduit sur une face avec un adhésif acrylique et comportant en son centre une compresse absorbante, neutre et non-adhérente

Caractéristiques

- Résistant à l'eau et aux salissures,
- Bon pouvoir adhésif,
- Respirant, perméable à la vapeur d'eau, limite la macération,
- Conformable et souple,
- Destiné aux peaux sensibles, bonne tolérance cutanée,
- Formule sans latex.

Composition

- Support : polyéthylène.
- Masse adhésive : acrylique.
- Compresse : non tissé blanc, constituée de viscose (85%) et PE/PP (15%), recouverte d'un voile en polyéthylène.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Effectués par le fabricant.

✓ Produits finis

Contrôle Visuel, contrôle quantitatif de la masse adhésive, force d'adhésivité, perméabilité à la vapeur d'eau, force de pelage.

Conditionnement / Stérilisation

Boîte de 20 pansements prédécoupés, de forme rectangulaire, conditionnés sous sachet individuel pelable et thermosoudé. Produit livré non stérile.

Référence

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809661637	76461-02	1,9 cm x 7,2 cm	10	120	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS**Indications**

Protection de courte durée de plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions ou à la suite d'une prise de sang ou une vaccination).

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION**Mode d'emploi**

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable. Usage unique

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485