









COUVERTURE DE SURVIE ISOTHERMIQUE OR/ARGENT



Nom du produit	Couverture ou drap de survie – 160 x 210 cm
Référence -Taille - Couleur	COUV2
Description	<p>Couverture isothermique permet de se protéger du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'humidité et du vent. Idéale pour prévenir de l'hypothermie.</p> <p>Surface dorée extérieure : Protège de l'humidité, du froid et des intempéries</p> <p>Surface argentée intérieure : Protège de la chaleur et de l'insolation</p> <p>Résistance de température : 40° Maxi - 10° Mini</p> <p>Le pourcentage d'absorption de la chaleur : 50 %</p> <p>Le pourcentage de réflexion du rayonnement infrarouge : 90 %</p> <p>Ne pas utiliser en cas d'orage, pendant une intervention chirurgicale lorsqu'un appareil d'électrochirurgie est nécessaire, près des matières incandescentes, lors de l'utilisation d'un défibrillateur automatique (D.A.).</p> <p>Résistance = 1,750 kg/cm² de résistance à la traction</p>
Composition	Film polyester métallisé très résistant, imputrescible, imperméable. Grammage : 13μ.
Dimension (en cm)	160 x 210
Origine	Fabrication RPC
Informations Complémentaires	<p>DM de classe I, conforme à la réglementation 2017/745 relative aux dispositifs médicaux</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>
LOGISTIQUE	
Conditionnement	Carton de 100 pièces (emballage individuel)
Poids du produit Carton : format , poids	62g - 32 x 25 x 15,8 cm – 6,56 kg
Nombre de cartons/Palette	99 cartons soit 9 900 pièces
Stockage et conservation	<p>Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil</p> <p>Stockage entre 5° C et 40° C</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>

Rev2 24/12/2020