

Fauteuil releveur

2 moteurs confort

Novo plus




Réf : CCINOVOBRUN


NOMBRE DE MOTEURS	2 moteurs
REVÊTEMENT	Tissu Mozart (FX007) ou tissu chenille : 100 % polyester
SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE	Dossier : sangles élastiques Assise : ressorts nosag
STRUCTURE DU FAUTEUIL	Bois massif et contre-plaqué
DENSITÉ DE LA MOUSSE	Assise : 32 kg/m ³ Dossier : 30 kg/cm ³ Accoudoirs : 28 kg/m ³
LARGEUR HORS TOUT	77 cm
PROFONDEUR HORS TOUT	92 cm
HAUTEUR HORS TOUT	110 cm
LARGEUR ASSISE	47 cm
PROFONDEUR ASSISE	52 cm
HAUTEUR SOL/ASSISE	50,5 cm
HAUTEUR DOSSIER	71 cm
POIDS DU FAUTEUIL	44,5 kg
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	135 kg
GARANTIE	2 ans

- Design et très confortable.
- Position TV, relax ou allongée (180°).


Tissu Chenille



Gris



Beige



Bleu



Bordeaux

Micropeau



Brun
taupé