

**FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT**

NOM COMMERCIAL	7041NE (YANNICK)
<b>PRODUIT</b>	Chaussure en cuir pour femme avec fermeture à velcro et semelle intérieure amovible.
<b>REFERENCE</b>	7041NE
<b>FABRICANT</b>	Salus Shoes, S.L. B53553368 C/ Peña del Sol, 3C PI Salinetas 03610 PETRER (Alicante) <a href="http://www.clementsalus.com">www.clementsalus.com</a> 966 953 100
<b>COULEURS</b>	Noir
<b>COMPOSITION</b>	Tige 100% cuir de vachette Doublure 95% polyester + 5% spandex avec mousse 100% PU + mousse 100% polyester. Velcro nylon 100% polyester. Semelle intérieure en mousse viscoélastique doublée d'une microfibre 100% polyester. Semelle en PU (polyuréthane)
<b>DESCRIPTION</b>	Chaussures pour femmes en cuir de vachette avec fermeture à velcro et semelle intérieure amovible. Sa doublure a une grande capacité à absorber l'humidité pour garder le pied au sec et empêcher la propagation des bactéries sur les pieds. Grâce à sa forme de grande capacité, c'est une chaussure qui admet les petites déformations du pied, atténuant ainsi l'inconfort que celles-ci peuvent causer. Il offre un grand confort et une grande stabilité. Disponible en largeur 16. Dernier 324 (tailles 35 à 38) Dernier 277 (tailles 39 à 46)
<b>PRÉSENTATION</b>	Disponible en douze tailles: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
<b>STOCKAGE</b>	Protéger de la lumière directe du soleil et dans un environnement sec. Conserver dans l'emballage d'origine.

<p><b>APPLICATIONS COMMUNES</b></p>	<p>Modèle de chaussures pour pieds diabétiques, pieds de largeurs spéciales ou pieds délicats, avec ou sans ou des pieds délicats, avec ou sans diverses pathologies mineures telles que les orteils en marteau, les orteils en griffe ou les oignons.</p>
<p><b>MODE D'UTILISATION</b></p>	<p>Ouvrez la bande à velcro et vérifiez qu'il n'y a rien à l'intérieur de la chaussure. Insérez le pied et fermez la bande avec la pression appropriée, de manière à ce que le pied ne soit pas lâche mais qu'il n'appuie pas. Assurez-vous que la taille est adaptée à la longueur et à la largeur du pied.          Ne pas laver en machine.          Nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau tiède.          Laissez sécher à température ambiante, jamais avec une source de chaleur directe.          Appliquez une cire de qualité pour polir le cuir si vous le souhaitez.</p>
<p><b>CONTRE-INDICATIONS</b></p>	<p>Ils ne se connaissent pas.</p>
<p><b>PHOTO</b></p>	

Avril 2021