

SpeediCath® Standard

La première sonde hydrophile prête à l'emploi



Résiste aux températures extrêmes -18°C à $+40^{\circ}\text{C}$ pendant une journée **



Une douceur à l'insertion comme au retrait grâce à la lubrification Triple Action Coating Technology



Un confort lors de la vidange grâce aux œils polis à chaud³



Disponible également avec une extrémité béquillée

Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Standard



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Standard homme en fauteuil



Vidéo d'utilisation
SpeediCath® Standard enfant



Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	274080	5708932505772
● 10	274100	5708932505796
○ 12	274120	5708932505819
● 14	274140	5708932505833
● 16	274160	5708932505857
● 18	274180	5708932505871

Homme tiemann/béquillée
Longueur active : 35 cm / Longueur totale : 39 cm

CH	Référence	GTIN
● 10	274900	5708932505895
○ 12	274920	5708932505918
● 14	274940	5708932505932

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes
Adolescent nelaton/droite
Longueur active : 26 cm / Longueur totale : 30 cm

CH	Référence	GTIN
● 08	276080	5708932506052
● 10	276100	5708932506076
○ 12	276120	5708932506090

Enfant nelaton/droite
Longueur active : 16 cm / Longueur totale : 20 cm

CH	Référence	GTIN
● 06	277060	5708932506113
● 08	277080	5708932506137
● 10	277100	5708932506151

1 * Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Le reste du temps, à conserver à l'abri de la lumière directe, à température ambiante dans un endroit sec

3. Recommendations European Association of Urology Nurses (EAUN) 2013 - Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care: Urethral intermittent catheterization in adults. Page 29.

SpeediCath® standard : Dispositifs médicaux destinés au sondage intermittent par l'urètre ou par une stomie continente et pouvant également être utilisés pour auto-dilatation de l'urètre, de classe I, stériles, marqués CE (2460).