



Urinal femme Comed

Description :

L'Urinal femme a été fabriqué en polypropylène translucide. Il convient pour une utilisation en milieu hospitalier ou à domicile. L'urinal est adapté pour les femmes qui sont dans l'incapacité de se lever pour aller aux toilettes, suite à un blocage du dos, une paralysie des jambes ou toutes autres anomalies qui empêchent la patiente d'uriner normalement. L'urinal est simple d'utilisation car il suffit de placer l'ouverture du flacon sous l'orifice urinal en position assise ou semi-couchée.

Le récipient gradué peut recueillir jusqu'à 1000 ml d'urine. Il est fermé par un bouchon étanche pour éviter les fuites et la propagation de l'odeur.

Dans un souci d'hygiène, il est préconisé d'utiliser **l'urinal femme** pour une seule et même personne en même temps. Il faut bien faire attention à le vider régulièrement sans attendre qu'il soit rempli au maximum. Une fois la vidange effectuée, il faut le nettoyer pour éviter des possibles contaminations.

Caractéristiques techniques :

- Autolavable (sauf le bouchon) : 121°C pendant 20 minutes
- Contenance : 1 litre
- Gradué par 50 ml.
- Bouchon hermétique en polyéthylène blanc.