

COMED

STRASBOURG

**POCHETTE OXYMETRE DE POULS**

Réf. N° : 23 200 47 / 23 200 52

TCE2

FICHE TECHNIQUE

ET DE SECURITE

faisant partie du dossier  
technique

<i>Description générale</i>	Pochettes pour oxymètre de pouls	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence série</i>	Oui	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	En machine
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le synthétique et le coton	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Synthétique et coton	
<i>Contient du Latex</i>	Non	
<i>Rohrs</i>		
<i>Standard fabrication</i>	SO	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un sachet
<i>Stockage particulier</i>	Non	
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	23 200 47	23 200 52
<i>Désignation</i>	Pochette verte	Pochette orange
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)</i>	90 x 63 x 35	
<i>Résistance température (C°)</i>	- 40° à 95°	
<i>Poids net(g)</i>	20	
<i>Couleurs</i>	vert	orange
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de porter et protéger l'oxymètre de pouls	
<i>Mode d'emploi</i>	Ouvrir le velcro, insérer l'oxymètre de pouls, refermer le velcro. Possibilité de l'accrocher à une ceinture ou un mousqueton.	
<i>Précaution d'emploi</i>	Non	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui, dans les déchets ménagers	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	