

Abaisse-langues en bois



La boîte d'abaisse-langues pour adultes en bois Comed contient 100 pièces d'abaisse-langues en bois de bouleau surfacé et écorcé, et est proposée par carton de 50 boîtes. Le bois couleur naturelle, séché et emballé, est totalement sans odeur et sans goût. Chaque abaisse-langue est proposé pour un usage unique par patient.

Elle est utilisée pour abaisser la langue du patient dans le but d'observer l'intérieur de la bouche ou la gorge. Pour l'utiliser, introduire l'abaisse langue à l'intérieur de la bouche et appuyer légèrement sur la langue. Jeter immédiatement l'abaisse-langue dans la poubelle prévue pour les déchets médicaux.

Cette boîte d'abaisse-langues en bois pour adultes conçue par Comed est destinée à un usage par un personnel médical compétent et qualifié, et il lui est recommandé d'utiliser ce matériel médical avec précautions pour éviter de blesser le patient.

Les abaisse-langues de cette boîte proposée par Comed ont les dimensions suivantes : 150 X 20 X 1,5 mm (Lo X La X H (mm) \pm 3 mm), les 100 pièces pesant 287 g.

Ce sont ainsi des instruments destinés à une utilisation sur des patients adultes, et conçus selon les normes CE. Il s'agit d'instrument médical, donc destiné à une utilisation par une personne compétente et qualifiée.

Chaque abaisse-langue est proposé pour un usage unique par patient ; un abaisse-langue utilisé sera jeté immédiatement dans les bacs prévus pour les déchets médicaux. Chaque consommable est sec et propre, mais le personnel médical prendra soin de ne pas blesser le patient lors de l'introduction de l'abaisse langue dans la bouche de ce dernier.

Caractéristiques :

- Abaisse langue en bois.
- En boîte de 100 pièces.
- Bois de bouleaux surfacé et écorcé.
- 150x20x1.5mm.
- Poids = 287 gr/100 pièces
- Norme CE.