

Abaisse-langues en bois enfants



Utilisés lors de l'examen de la gorge, les abaisse-langues en bois enfant permettent de faciliter l'abaissement de la langue lors des consultations pédiatriques. Ces consommables sont à usage unique.

L'observation du pharynx est effectuée par le praticien médical dès lors que le patient souffre d'un mal de gorge, d'une douleur au niveau de la trachée ou d'une irritation, et dans les cabinets médicaux, nombreuses sont les consultations qui ont pour objet ce symptôme.

Les abaisse-langues en bois enfant sont donc des accessoires indispensables à tous les services de médecine générale. Leur utilisation est généralement accompagnée de celle d'un stylo-lampe qui permet au professionnel de santé d'éclairer l'intérieur de la gorge pour avoir une meilleure vision.

Ces consommables pour examen médical sont fabriqués en bois naturel non traité non stérile. Pour le confort du patient durant l'auscultation ils ne dégagent ni odeur ni goût, et le touché est doux et agréable.

Les abaisse-langues en bois enfant sont conçus avec bouts arrondis et disposent de toute la souplesse nécessaire pour réaliser l'examen visuel du fond de la gorge.

La stérilisation peut être faite à l'oxyde d'éthylène et chimique, mais pas à air chaud ou gamma.

CARACTÉRISTIQUES :

Bois naturel non traité, sans odeur ni goût

Non stérile

Usage unique

Dimensions : 114 x 14 x 1.6 mm

Conditionnement : boîte de 250