



## Couverture de survie

Couverture de survie isothermique COMED en polyester métallisé imperméable pour la protection du corps humain contre le froid, la chaleur, la pluie, l'humidité et le vent.

- Epaisseur : 1.2 $\mu$ m.
- Matière : Polyester métallisé, très résistant, imperméable.
- 1 face dorée et 1 face argentée. Non stérile. Sans latex.
- Dimensions : 220 x 140 cm
- Réfléchi 90% du rayonnement infrarouge côté argent.
- Côté doré à l'extérieur : protège de l'humidité, du froid et des intempéries
- Côté argenté à l'extérieur : protège de la chaleur et de l'insolation
- Résistance température : maximum 40°C et minimum -10°C
- Poids : 58 g ou - 0.5 (emballée 63 gr)
- Conditionnement : sachet individuel

Adulte 220 x 140 cm

Enfant 110 x 140cm