

CISEAUX JESCO 17 cm



Description

Le ciseau universel de Jesco est composé d'un manche plastique et d'une partie coupante en acier inoxydable. Il a été conçu pour couper facilement différents matériaux : bandages, pansements, fils, plâtres synthétiques. Il peut être également utilisé pour la découpe de vêtements sans risques de blessures sur le patient lors d'une situation d'urgence.

C'est un instrument très utile pour les professionnels de santé (services d'urgence et de réanimation, protection civile ...), mais il a également une place de choix dans les trousses de secours des particuliers.

Vendu à l'unité.

Les ciseaux Jesco sont disponibles en plusieurs couleurs.

Caractéristiques

Matériau : Manche plastique lame en acier inoxydable.

Longueur: 17 cm.

Autoclavable à 143°C.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.