

## Ciseaux de Jesco 19cm



Ces Ciseaux de Jesco 19cm s'utilisent notamment aux urgences et dans les services mobiles d'urgence et de réanimation. Dispositif permettant la découpe de matériaux épais avec facilité, comme les tissus des vêtements, les fils, les bandages et pansements, ainsi que les petits plâtres.

Ces Ciseaux de Jesco 19cm sont recommandés pour la coupe de vêtements sans risques.

Petits et indispensables dans chaque trousse de secours, les Ciseaux de Jesco 19cm sont utilisés dans toutes les situations de secours.

Ces ciseaux universels sont spécialement adaptés pour la découpe des cuirs, lièges, mousses et résines.

La forme incurvée et les embouts spécifiques des Ciseaux de Jesco 19cm permettent une découpe aisée et sécurisée. Ils sont légers et maniables.

Le manche des Ciseaux de Jesco 19cm est en polyéthylène de couleur. La déclinaison des Ciseaux de Jesco 19cm en coloris vert, rouge, noir ou bleu.

Les lames de ces ciseaux médicaux sont en inox. L'une des lames est dentelée avec un retour à l'extrémité de la lame pour une meilleure accroche du tissu lors de la découpe. La seconde lame est droite plus courte avec un bout arrondi.

Au choix : Plusieurs coloris

Conditionnement : à l'unité.