

Rasoir manuel à usage unique



Prendre un rasoir et faites glisser le capuchon sans le jeter. Raser sur la peau avec précaution. Retirer les poils ou les cheveux coincés en nombre entre les lames, sous l'eau si nécessaire. Après utilisation remettre le capuchon, jeter dans un bac de déchets médicaux.

Usage unique.

Caractéristiques :

Rasoir manuel non stérile : 1 lame,

Manche : matière plastique polyéthylène,

Lame : acier recouvert de téflon et muni d'un capuchon en plastique,

Sterilisation à l'oxyde d'éthylène et chimique,

Destiné au rasage des poils avant une intervention ou opération

Couleur : bleu

Conditionnement :

Vendu par boîte distributrice de 100 rasoirs.

COMED		RASOIR MANUEL 1 OU 2 LAMES		FICHE TECHNIQUE	
STRASBOURG		Réf. N°: 29 125 01 / 29 125 02		faisant partie du dossier technique	
		TCE1			
<ul style="list-style-type: none"> • Classement du dispositif : Classe I • Durée : Temporaire (règle 1) • N° d'enregistrement Afssaps : FR/CA01/0506946V • Code GMDN : 33990 		<i>Règle appliquée (annexe IX)</i> - Non - Invasif - Non chirurgical - Non -Actif diagnostic/thérapeutique			
<i>Description générale</i>	Rasoir à manche plastique manuel 1 ou 2 lames en acier recouvert de téflon , non stérile à usage unique				
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo et schéma technique .			
<i>Référence lot</i>	Non				
<i>Dispositif raccordé</i>	Non				
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	mono patient pendant l'utilisation puis jetable.			
<i>Dispositif stérile</i>	Non				
<i>Stérilisation</i>	Oui	A l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma			
<i>Autoclavable</i>	Non				
<i>Nettoyage</i>	Non				
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le PE , l'acier ou le Téflon.				
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	1 manche en plastique et une ou deux lames acier superposées. Un capuchon plastique glissable			
<i>Matières</i>	Manche en polyéthylène et lame acier recouvert de téflon indice de dureté 670HV , capuchon en plastique mou.				
<i>Contient du latex</i>	Non				
<i>Rohrs</i>					
<i>Standard fabrication</i>	S.O.				
<i>Etiquetage</i>	Oui	Désignation, référence, type, usage unique, mode d'emploi, CE, nom. Impression sur la boîte.			
<i>Emballage</i>	Oui	Par boîte carton distributrice de 100 pcs.			
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre			
<i>Durée d'utilisation</i>	Moyenne				
<i>Marquage sur le DM</i>	Non				
<i>Références + extensions</i>	29 125 01	29 125 02			
<i>Désignation</i>	Rasoir 1 lame	Rasoir 2 lames			
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)manche</i>	98 x 9.5 x 1.55	98 x 9.5 x 1.55			
<i>Dimensions lame</i>	37x 7.2 x 0.1	37x 7.2 x 0.1			
<i>Résistance température (C°)</i>	Max = +40 Min = -10	Max = +40 Min = -10			
<i>Epaisseur (mm)</i>	1.5	0.5			
<i>Poids net (g)</i>	7	8			
<i>Capacité (ml)</i>	NS	NS			
<i>Couleurs</i>	bleu	bleu			
<i>Elasticité (%)</i>	NS	NS			
<i>Taux de reversion de flexibilité</i>	Rigide	Rigide			
<i>Utilisation</i>	Permet le rasage des poils avant une intervention ou opération				
<i>Mode d'emploi</i>	Prendre un rasoir et faites glisser le capuchon sans le jeter. Raser sur la peau avec précaution. Retirer les poils ou les cheveux coincés en nombre entre les lames , sous l'eau si nécessaire. Après utilisation remettre le capuchon.				
<i>Précaution d'emploi</i>	Ce dispositif ne peut être utiliser que par une personne formée à sa manipulation. Ne pas laisser à la portée des enfants. Risques de coupures importants.				
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui / Dans les bacs de déchets médicaux.				
<i>PHTALATES</i>	Non				
<i>DEEE</i>	Non				
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul		Combinaison de phrases = Nul		