



Description du Ouvre bouche Plastique Comed

L'ouvre bouche Plastique Comed est un dispositif d'aide à l'ouverture de la bouche du patient, lorsque celle-ci est fermée, notamment suite à une contraction musculaire de la mâchoire. C'est un outil qui s'avère pratique lors de situations d'urgences qui nécessite l'introduction d'un autre instrument dans la cavité buccale du patient. De petite taille et léger, l'ouvre bouche en plastique ne prendra que très peu de place dans votre trousse de secours.

L'ouvre bouche plastique Comed est équipé d'un insufflateur dans son manche, afin de réaliser du bouche à bouche sur la patient, pour libérer ses voies respiratoires. Cet insufflateur possède également une valve anti-retour qui permet de ne pas être en contact direct avec la bouche du patient, sa salive, sa peau ou même son sang, afin de limiter les risques de propagation de virus.

Caractéristiques techniques de l'Ouvre bouche Plastique Comed

- Ouvre bouche en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Nettoyage en machine ou la main
- Poids : 60g
- Emballage dans une boîte