

## CACHE ŒIL FACE A MAIN



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Cache œil en plastique pour test visuel.
- Matières : en PMMA blanc 4mm (Polyméthyl méthacrylate (C<sub>5</sub>O<sub>2</sub>H<sub>8</sub>)<sub>n</sub>)
- Dimension (L x l) : 290 x 95 mm
- Résistance température : - 40 à + 50 à 90 °C
- Epaisseur : 4 mm
- Poids : 93 g
- Diamètre du cache : 31 mm
- Couleur : blanc brillant
- Résistance à la traction : 80 Mpa
- Densité : 1,19 g/cm<sup>3</sup>

### UTILISATION :

Permet de cacher un œil lors d'un test visuel à distance

### MODE D'EMPLOI :

- Dispositif médical utilisé lors d'un examen visuel
- Prenez le dispositif est placé le devant l'œil à cacher, répéter l'opération avec l'autre œil.
- Enlever le film protecteur et nettoyer avant première utilisation avec une eau savonneuse ou un détergent et après chaque utilisation