

# Lunette de protection



## Description du Produit :

Ces lunettes transparentes de protection permettent de protéger les professionnels de la santé lors des manipulations qui peuvent abîmer les yeux. Elles protègent de possible éclaboussures ou d'éclats liés au découpage d'un plâtre par exemple.

Il est possible de les mettre par-dessus des lunettes de vues. Il y a également la possibilité d'ajuster les branches et de mettre un bandeau pour un meilleur maintien et ainsi éviter qu'elle ne glisse durant la manipulation.

Elles ne sont cependant pas faites pour protéger les yeux lors d'opérations qui nécessitent l'utilisation de rayon laser

## Caractéristiques Techniques :

- Poids : 43g
- Dimension : 19 x 6.5 cm
- Ne résiste pas aux températures supérieures à 70°
- Fabriquées en polycarbonate
- Vendues à l'unité