

## PINCE ANTI-TIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Idéale pour le retrait sûr et efficace des tiques sur les humains et les animaux.  
Convient pour une utilisation dans les cliniques médicales, les cabinets vétérinaires, les services d'urgence et pour un usage domestique.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser avec précaution pour éviter toute blessure pendant l'extraction des tiques.  
Après chaque utilisation, nettoyer la pince anti-tique et la stériliser si nécessaire pour prévenir les infections croisées.

En acier

Stérilisation de la pince anti-tique : Autoclavable 134°C pendant 18 minutes

Longueur : 8 cm

Conditionnement : Sachet individuel.