



|   |  |
|---|--|
| Dénomination                                    | Garrot clipcomed   |
| Référence COMED                                 | 42 900 40  |
| Référence / modèle fabricant                    | TN-11D   |
| Description générale                            | Garrot hémostatique à bande élastique lavable.<br>Pour adulte.                       |
| GTIN  | 6974637661467  |
| Tarif douanier                                  | 63079098   |
| Origine   | CHINE  |
| Composition (matériaux)                         | Boîtier et fermeture en ABS.<br>Bande : 65% polyamide et 35% caoutchouc synthétique. |
| Dimension (mm)                                  | 480 x 25   |
| Epaisseur (mm)                                  | 1,8  |
| Contenance / Capacité (ml)                      |  |
| Poids net (g)                                   | 26   |
| Coloris   | Rouge  |
| Résistance température (°C)                     |  |
| Température de stockage minimum (°C)            |  |
| Température de stockage maximum (°C)            |  |
| LATEX   | N  |
| PHTALATES                                       | N  |
| BISPHENOL A                                     | N  |
| Stérile   | N  |
| DEEE  | N  |
| Usage Unique                                    | N  |
| Dispositif médical                              | OUI  |
| Informations complémentaires                    | Code ACL : Pharmacie = 3401040779043 ; Répartiteur = 4077904.                        |
| Type de conditionnement                         | Unitaire sous blister avec cartouche   |
| Dimensions conditionné (mm)                     |  |
| Poids conditionné (g)                           | 38   |
| Quantité par Unité de Vente (= Minima de vente) | 1  |
| Date de mise à jour                             | 12/07/2021   |
| Responsable de la mise à jour                   | NC   |
| CB emballage primaire                           | 06974637611467   |
| CB emballage secondaire                         |  |
| CB carton                                       | 16974637611464   |
| SRN fabricant                                   |  |
| SRN représentant CE                             |  |
| Soumis à l'éco-participation                    | 0  |
| Montant de l'éco-participation                  | 0  |
| Matière 1 EMB                                   | CARTON   |
| Poids matière 1 (g)                             | 4.15   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Matière 2 EMB       | PET |
| Poids matière 2 (g) | 7.6 |
| Matière 3 EMB       |     |
| Poids matière 3 (g) | 0   |
| Matière notice      |     |
| Poids notice (g)    | 0   |

Informations et caractéristiques fournies à titre indicatif, non contractuelles

COMED SAS - Parc des Forges - 8 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG - France