

# GARROT A CLIP ENFANT



*Un garrot résistant et confortable.*

Le Garrot Clip Enfant de la marque Comed est un instrument médical permettant d'interrompre la circulation du sang notamment en comprimant les vaisseaux sanguins d'un membre. Il est utilisé dans les protocoles de prélèvements sanguins. Ce garrot est réservé aux professionnels de santé comme les chirurgiens, les techniciens d'analyses biomédicales, les infirmiers...

Ce garrot dispose d'un système d'ouverture rapide et il se desserre de façon progressive. La bande du Garrot Clip Enfant est élastique et résistante dans le temps. De plus, cette bande est confortable car elle ne pince pas la peau du patient.

Ce Garrot Clip Enfant ne contient pas de latex et celui-ci est disponible en rose, bleu et jaune.

## **Caractéristiques techniques**

- Utilisation : Garrot pour enfant
- Longueur : 40 cm
- Largeur : 2,5 cm
- Matière : Sans latex
- Couleur : Rose, bleu et jaune
- Conditionnement : A l'unité
- Ouverture : Rapide
- Mentions obligatoires : Dispositif médical, Marquage CE