

# GARROT CLIPCOMED PRO ADULTE COMED



## Description

Le **Garrot Clipcomed PRO adulte Comed** est un accessoire médical qui fait partie intégrante de la trousse de secours des urgentistes ou des médecins qui réalisent des injections ou des prélèvements. En effet, le garrot serre le bras et permet de faire apparaître les veines de manière plus visible, et de piquer le patient efficacement. Il est notamment utilisé lors des prises de sang. Le desserrage se fait progressivement pour ne pas abîmer la peau du patient.

Il faut bien faire attention à ne pas appliquer de la crème grasse ou de l'huile sur le bras du patient avant la mise en place du garrot afin de ne pas faire glisser celui-ci sur la peau du patient, et d'abîmer l'accessoire médical.

Le garrot est disponible en plusieurs couleurs : rouge, bleu, noir, pourpre, vert, orange

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : longueur : 45 cm / largeur : 2,6 cm.
- Garrot élastique
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fabriqué en caoutchouc synthétique à 35% et en polyamide à 65% - **(présence de latex)**