

## PIED A SERUM



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le pied à sérum est un accessoire de perfusion. Le personnel soignant y accroche le flacon contenant une solution médicamenteuse. La poche de produit médicamenteux est reliée par une tubulure à un cathéter veineux qui est mis en place sur le bras ou sur la main du patient. Cette technique de soin permet au patient de bénéficier d'une injection continue de solution de soin. L'avantage de la perfusion, autrement dit de l'injection par voie intraveineuse, par rapport aux autres techniques de prise de médicaments, est que l'absorption du médicament par le corps est bien plus rapide dès lors que celui-ci est injecté directement dans le sang.

Le pied à sérum peut être mis en place pour toutes les situations nécessitant la mise en place d'une perfusion : transfusion sanguine, injection de soluté ou médicament.

Les crochets sont fabriqués en plastique nylon, un matériau de synthèse qui présente une excellente faculté de résistance à l'usure. La forme très recourbée des crochets permet l'installation de la poche de soluté en toute sécurité, sans risque de chute.

Pour plus de praticité et pour s'adapter à tous les patients et à tous les besoins, le pied à sérum est réglable en hauteur à l'aide d'une molette de serrage. Ainsi la taille de la tige métallique sera ajustée selon la nature de l'utilisation et selon la patientèle : patient alité, patient qui se déplace debout, etc ...

Les cinq roulettes dont est équipé cet accessoire de soin sont très pratiques pour pouvoir acheminer le porte-sérum auprès du patient, et pour suivre les déplacements de ce dernier d'une pièce à une autre. Pour assurer l'immobilité du matériel lorsqu'il est en position fixe et la sécurité du patient, deux des roues intègrent un frein.

### CARACTERISTIQUES :

Porte-sérum en acier inox laqué blanc.

2 crochets plastique.

Piètement plastique.

Poids max. par crochet : 2 kg