

Doigtiers Comed deux doigts



Les doigtiers Comed deux doigts sont en polyéthylène opaque pour la protection des mains du praticien lors des examens gynécologiques par exemple.

Non stérile, à usage unique, le doigtier en polyéthylène opaque blanc 2 doigts non poudré est un dispositif médical utilisé lors des interventions nécessitant la protection des mains ou des doigts du praticien.

Caractéristiques :

- Matière : 96% = Polyéthylène (LDPE) basse pression + 4% = colorant couleur blanc
- Dimensions : 0.025 mm x 200 mm x 250 mm
- Non stériles : les doigtiers peuvent être stérilisés au gaz oxyde d'éthylène

Mode d'emploi : prendre un doigtier et enfiler sur les doigts.

Après utilisation l'enlever en le retournant.

Taille unique, ne pas forcer sur les soudures du doigtier.

Le sachet de 100 doigtiers.