

Nom du produit : Doigtiers roulés en latex Comed

DESCRIPTION

Les doigtiers à enrouler 1 doigt en latex Comed permettent de protéger le doigt du praticien exécutant une intervention ou un examen des orifices naturels du patient.

Les doigtiers sont à usage unique, non stérile. Ils sont également légèrement talqués et non antistatiques.

CARACTERISTIQUES

Doigtiers roulés en latex

Longueur : 70 mm

Largeur : Taille M : 28 mm

Epaisseur : 0,09 mm

Résistance température : de -10° à +40°

Rupture : ≥ 24 Mpa

Elongation : $\geq 750\%$

Non stérile

Usage unique

Ne peut être nettoyé et réutilisé

100% biodégradable

Légèrement poudré, sans huile ni silicone

Couleur naturelle



UTILISATION

Prenez un doigtier et déroulez-le sur le doigt en l'enfilant complètement du côté légèrement poudré.

Après utilisation, veillez à l'enrouler de nouveau en partant de la base et puis jetez-le à la poubelle

COMPOSITION

Latex - caoutchouc 100% naturel.