

Thermomètre Electronique étanche Digicomed



Caractéristiques techniques :

- Le thermomètre Électronique étanche Digicomed permet de prendre la mesure des températures corporelles des enfants et des adultes
- Thermomètre électronique médical étanche avec bip et mémoire.
- Étendue de mesure : 32 à 44°C
- Temps de mesure : environ 1 minute
- Couleur : blanc
- Dimensions (L x l x h) : 2 x 18.5 x 10 mm
- Alimentation : Pile bouton de 1.55 V

Précaution d'emploi :

- Évitez toute exposition au soleil, à une source d'U.V ou de chaleur intense.
- Veillez à ne pas faire tomber le thermomètre et ne pas le cogner.
- Ne pas le tordre, le démonter ou le mettre en contact avec des solvants.