

Nom du produit : Ciseaux Mousses Droits de Comed



### **Description :**

Les Ciseaux Mousses Droits de Comed sont destinés aux découpage des pansements, bandages, pansements, etc. Leurs extrémités arrondies permettent aux ciseaux de ne pas blesser le patient lorsqu'il est en contact avec la peau. Ces ciseaux sont fabriqués en acier inoxydable et sont très solides et durables. Ils peuvent être stérilisés en autoclave à 134°C pendant 18 minutes, ou ils peuvent être stérilisés par tout autre type de stérilisation.

### **Caractéristiques**

Longueur : 14 cm

Extrémités à bout arrondis

Dispositif médical de classe I

Matériau : Acier Inoxydable

Entretien : Autoclavable à 130°C et adaptés à tout type de stérilisation