

Nom du produit : Ciseaux dauphin



Ciseaux Dauphin COMED

Les Ciseaux dauphin à lames tranchantes avec un bout en pointe et un bout arrondi font partie des indispensables.

Ils seront utiles lors des soins, par exemple pour découper facilement des compresses ou des bandages sans risque de blesser les patients grâce à son bout arrondi.

Les lames tranchantes de 45 mm couperont avec aisance et sans forcer.

Avec une longueur idéale dans sa version 14 cm, ils seront polyvalents tout en restant facilement transportables.

Fabriqués en acier inoxydable : facile à nettoyer et à désinfecter.

Ses atouts :

Marque : COMED

Qualité professionnelle.

Parfait pour découper les bandages sans risquer de blesser les patients.

Coupe des compresses facile grâce à ses lames tranchantes.

Matériau : acier inoxydable.

Stérilisable par autoclave.

Longueur 14cm.

Matériel livré non stérile.