



## Description

- Ces **ciseaux pointus** sont utilisés pour les premiers soins.
- Accessoire médical qui convient pour les soins infirmiers courants : la découpe de pansements avec dépression centrale, de sparadrap, de bandages, de gaze, de compresses...
- Instruments médicaux qui permettent une coupe nette et précise.
- Deux modèles de **ciseaux bout pointu** sont disponibles : avec lame droite ou avec lame courbée.
- Ces ciseaux médicaux sont très pratiques et très tranchants grâce à leur forme droite et leurs bouts pointus.
- Leurs larges anneaux offrent une bonne prise en main et leurs pointes fines permettent un travail précis.
- Grâce à sa longueur de 14 cm, ce **ciseau pointu** est idéal pour être glissé dans la poche d'une blouse.
- **Ciseaux pointus** très résistants en acier inoxydable.
- Dispositif ergonomique qui garantit un travail de haute précision.
- Ces ciseaux pointus sont conçus pour une dissection des tissus épais ou bien des sutures lors d'une chirurgie.
- Pour des découpes délicates en contact avec la peau du patient, préférer des ciseaux mousse.
- Accessoire médical destiné aux personnes aptes et formé comme le personnel de santé.
- Son utilisation convient aux droitiers comme aux gauchers.
- Pour des ciseaux plus robustes et pour des situations d'urgence, préférer les ciseaux Lister.
- Produit médical non stérile, autoclavable à 134°C pendant 18 minutes.
- Ces **ciseaux pointus** sont conditionnés en sachet individuel.
- Ce ciseau infirmier est indispensable dans une **trousse de secours**.
- Marquage CE.

## Mode d'emploi

- Avant toute utilisation, désinfecter et stériliser les **ciseaux pointus** pour une hygiène optimale.
- Les nettoyer de nouveau après usage avec un nettoyeur ultrason.

*À stocker dans un endroit propre et sec.*

*Ne pas utiliser de brosse ou d'objets métalliques lors du nettoyage du **ciseau à bout pointu** .*

*L'élimination des **ciseaux pointus** doit se faire dans un conteneur DASRI.*

*Risque de contamination croisée en cas de réutilisation sans stérilisation préalable.*