

Nom du produit : Ciseau d'iridectomie courbé de 11cm de Comed



Description : Le ciseau d'iridectomie courbé de 11cm de Comed est un instrument chirurgical en acier inoxydable de haute qualité, utilisé pour effectuer une incision précise dans l'iris de l'œil lors d'une iridectomie. Ce ciseau a une longueur de 11 cm et une lame courbée pour faciliter l'accès à la zone de l'iris. Les lames sont également aiguisées pour une précision maximale.

Caractéristiques :

- Longueur : 11 cm
- lame courbée
- Acier inoxydable de haute qualité
- Lames aiguisées pour une précision maximale

Utilisation : Le ciseau d'iridectomie est principalement utilisé en ophtalmologie pour effectuer une incision précise dans l'iris de l'œil lors d'une iridectomie. Il est également utilisé pour couper les tissus lors d'autres procédures chirurgicales ophtalmologiques.

Nettoyage et entretien : Après chaque utilisation, le ciseau d'iridectomie doit être nettoyé avec de l'eau et du savon doux pour éliminer toute trace de sang et de tissus. Il doit ensuite être stérilisé à l'aide d'un stérilisateur à vapeur ou d'un système de stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Le ciseau doit être stocké dans un endroit sec et propre pour éviter toute contamination.

Avertissement : Le ciseau d'iridectomie ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé formés et qualifiés pour effectuer des procédures chirurgicales ophtalmologiques. Il doit être manipulé avec précaution pour éviter toute blessure à l'œil et aux tissus environnants.