



## Description des Ciseaux Spencer 11 cm ou 13 cm Comed

**La paire de ciseaux Spencer droits Comed** est conçue de façon à découper les fils de sutures, une fois la plaie bien cicatrisée. Une des lames du ciseaux comporte une encoche qui permet de couper le fil plus facilement en le stabilisant. L'autre lame possède un embout rond afin de ne pas blesser le patient lors de la découpe.

C'est une petite paire de ciseaux qui s'avère très pratique et qui peut facilement se ranger dans une trousse médicale constituée du matériel de base des médecins, avec les fils, les portes aiguilles, les bandages et alcool antiseptique.

## Caractéristiques techniques des Ciseaux Spencer 11 cm ou 13 cm Comed

- Fabriqué en acier inoxydable
- Autoclavable
- Plusieurs dimensions possibles (11 et 13 cm)