



Description

Pince à échardes de Feilchenfeld

- Pince médicale de Feilchenfeld.
- Pince à échardes à bouts pointus pour retirer les corps étrangers introduits dans la peau.
- Indiquée pour le retrait minutieux et en toute sécurité des échardes les plus fines.
- Longueur : 12 cm.
- Décontamination par immersion.
- Stérilisable en autoclave.
- Sont également disponibles chez Securimed :
 - - les [Désinfectants et nettoyeurs](#) pour désinfecter la plaie ;
 - - les produits pour la [Désinfection des instruments médicaux](#) (désinfectants, bacs de trempage, stérilisateurs autoclaves, etc.) ;
 - - le matériel spécifique pour la [Dermatologie](#) .

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Pince à échardes	Conditionnement	Unitaire
Description	Pince à échardes - Feilchenfeld	Longueur	L 12 cm
Matériau	Acier inoxydable	Stérile	Non
Utilisation	Réutilisable	Version	Droite