

Pince de kocher droite avec avec griffes



Description du Produit :

La pince de kocher de 14 cm semblable à un ciseau, est considérée comme un outil indispensable durant les opérations chirurgicales. Aussi appelée pince à clamper.

Cette pince de kocher dispose de griffes qui permettent d'empêcher les glissements de la pince lors de la préemption et elle est utilisée pour tous tissus pour les os, la peau voire fibres musculaires. Nous déconseillons d'utiliser la pince de kocher pour des tissus plus fragiles. La pince est également utilisable pour les petits soins notamment pour réaliser des pansements lorsqu'on plie les compresses autour d'une pince ou pour clamper des tubulures. La pince de kocher droite avec avec griffes 14 cm est facile à nettoyer et très pratique ainsi que pour l'entretenir. Ce matériel est autoclavable à 134°C pendant 18 minutes

La pince de kocher droite avec avec griffes 14 cm est à usage professionnel.

Caractéristiques :

Modèle : avec griffes

Matériau : acier inoxydable

Longueur : 140 mm

Certifié norme CE

Instrument livré non stérile