



### **Pince hémostatique de Halstead droite**

La **pince hémostatique de Halstead (ou pince moustique)** est une pince chirurgicale en acier inoxydable. Avec ses mâchoires rainurées et son mécanisme d'autoblocage à crémaillère, elle est bien adaptée pour stopper les saignements (clamps de vaisseaux), saisir et manipuler des tissus ou dispositifs médicaux (compresses, aiguilles ...).

La pince de Halstead droites a une longueur de 13 cm. Elle est autoclavable à 134° C pendant 18 minutes et se nettoie en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.