



Pinces Halstead courbes

Les pinces de Halstead (ou pinces moustiques) sont utilisée en chirurgie pour saisir et clamper des vaisseaux sanguins, pratiquer des ligatures, manipuler des tissus et des dispositifs médicaux.

Avec leur forme de ciseaux, elles sont faciles à manipuler et permettent une bonne précision.

Ces pinces hémostatiques en acier inoxydable de type Halstead courbes ont une longueur de 13 cm. Elles sont autoclavables à 134° C pendant 18 minutes et se nettoient en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

Instrumentation médicale garantie 2 ans par remplacement pur et simple de l'instrument reconnu défectueux de notre fait.

Caractéristiques techniques

- Dispositif stérile : non.
- Stérilisation : oui, tout type.
- Autoclavable : Oui, 134°C 18min.
- Nettoyage : en machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.
- Substances impropres : produit attaquant l'acier inoxydable.
- Matières : en acier inoxydable.
- Etiquetage : référence, marquage CE, adresse.
- Conditionnement : produit emballé en sachet individuel.
- Conditions de stockage : stocker le produit dans un endroit propre et sec, avec une température entre 40°C et + 95°C.