

Description de la Pince Chéron Comed

La pince Chéron Comed est destinée à un usage professionnel en milieu hospitalier ou dans les cabinets de médecins. C'est un instrument particulièrement utilisé par les gynécologues pour la désinfection de la paroi utérine. En effet, les lames permettent de bloquer la compresse ou le coton avant de l'introduire dans la zone souhaitée. Le gynécologue peut ainsi accéder au col utérin plus facilement, grâce à la longueur de la pince. Cette procédure est notamment réalisée avant la pose d'un stérilet.

Le contact de la pince avec la muqueuse humidifiée de la patiente n'abîmera pas la pince, qui est fabriquée en acier inoxydable et qui par conséquent est donc protégée contre la rouille.

Caractéristiques techniques de la Pince Chéron Comed

- Dimension : 24 cm.
- Fabriquée en acier inoxydable
- Autoclavable

