



Description longue

Pince Magill adulte 24cm Holtex

La **pince Magill** est couramment utilisée pour retirer un **corps obstruant dans les voies aériennes**.

Elle mesure **24 cm de hauteur, 8,5 cm de largeur** et pèse **85 grammes**.

Elle est en **acier inoxydable de première qualité**. Elle est **décontaminable à l'autoclave** (134°-18 minutes), et peut être **nettoyée et stérilisée quotidiennement**. Vous pouvez vous référer au document "Nettoyage et stérilisation" pour plus d'informations.

Caractéristiques

Instrument	Pince
Années de garanties	2 ans