

Nom du produit : Anse de Snellen Comed



Description

L'**Anse de Snellen Comed** est un outil utilisé par l'ORL lors de l'inspection des oreilles du patient. Pour réaliser une otoscopie, à savoir l'examen médical des oreilles des adultes ou des enfants, le médecin procède au nettoyage à sec de la cavité afin de se débarrasser de l'excès de cérumen présent. Une fois le nettoyage effectué, les oreilles peuvent être inspectées à l'aide d'un otoscope avec loupe et le médecin peut procéder au diagnostic du patient.

Il est parfois nécessaire d'utiliser un spéculum adapté à l'oreille pour que la cavité soit bien visible auprès du médecin, et qu'il puisse notamment juger si il doit utiliser une **anse de Snellen** pour enlever les bouchons de cérumen.

Caractéristiques

- Dimension : 13,5 cm.
- Fabriqué en acier inoxydable
- Autoclavable