

## PINCE A DISSECTION S/G 14 CM

REF IGOB0288



### DESCRIPTION

- Pince anatomique à dissection S/G en inox DEV,
- Acier inoxydable AISI 304 permet une résistance et une fiabilité dans le temps
- Idéal avec ses mors crantés, elle permet une bonne préhension et une bonne manipulation
- Soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Produit garanti 3 ans

### CARACTERISTIQUES

	OUI	NON
DISPOSITIF MEDICAL	X	
CE	X	

GARANTIE	3 ANS
CLASSE MEDICALE	IR
CODE EAN/DOUANIER	3701534504015 / 90189090

PRODUIT(S) EMBALLE(S)
-----------------------

L x l x h	14 x 1 x 0.4 CM
POIDS	0.035 KG

### UTILISATEURS



Professionnels de santé



Centres médicaux



Collectivités