

## PINCE PEAN DROITE 14 CM

REF IGOB0762



### DESCRIPTION

- Pince hémostatique de Péan Droite en inox DEVASET
- Acier inoxydable AISI 304 permet une résistance et une fiabilité dans le temps
- Idéal pour réaliser des hémostases et fixer des champs opératoires ou manipuler des compresses
- Soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Produit garanti 3 ans

### CARACTERISTIQUES

	OUI	NON
DISPOSITIF MEDICAL	X	
CE	X	

GARANTIE	3 ANS
CLASSE MEDICALE	IR
CODE EAN/DOUANIER	3701534502554 / 90189090

PRODUIT(S) EMBALLE(S)	
L x l x h	14 x 6.5 x 0.5 CM
POIDS	0.04 KG

### UTILISATEURS



Professionnels de santé



Centres médicaux



Collectivités

### DEVASET

9 Lotissement ZA de Bompertuis 13120 Gardanne

infos@devaset.com www.devaset.com