

PINCE KOCHER S/G DROITE 14 CM

REF IGOB0935



DESCRIPTION

- Pince hémostatique de Kocher S/G Droite en inox DEVASET
- Acier inoxydable AISI 304 permet une résistance et une fiabilité dans le temps
- Idéal pour saisir et manipuler les tissus peu fragiles
- Soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Produit garanti 3 ans

CARACTERISTIQUES

	OUI	NON
DISPOSITIF MEDICAL	X	
CE	X	

GARANTIE	3 ANS
CLASSE MEDICALE	IR
CODE EAN/DOUANIER	3701534503087 / 90189090

PRODUIT(S) EMBALLE(S)	
L x l x h	14 x 7 x 0.4 CM
POIDS	0.043 KG

UTILISATEURS



Professionnels de santé



Centres médicaux



Collectivités

DEVASET

9 Lotissement ZA de Bompertuis 13120 Gardanne

infos@devaset.com www.devaset.com