

PINCE A DISSECTION A/G 14 CM

REF IGOB1055



DESCRIPTION

- Pince anatomique à dissection A/G en inox DEVASET
- Acier inoxydable AISI 304 permet une résistance et une fiabilité dans le temps
- Idéal pour ses mors dotés de griffes qui lui assurent une bonne capacité de préhension et de manipulation
- Soumis aux normes internationales et à la réglementation en vigueur
- Produit garanti 3 ans

CARACTERISTIQUES

	OUI	NON
DISPOSITIF MEDICAL	X	
CE	X	

GARANTIE	3 ANS
CLASSE MEDICALE	IR
CODE EAN/DOUANIER	3701534504589 / 90189090

PRODUIT(S) EMBALLE(S)

L x l x h	14 x 1 x 0.4 CM
POIDS	0.035 KG

UTILISATEURS



Professionnels de santé



Centres médicaux



Collectivités

DEVASET

9 Lotissement ZA de Bompertuis 13120 Gardanne

infos@devaset.com www.devaset.com