



FICHE TECHNIQUE BRAAB

BRACELET D'IDENTIFICATION PVC SANS DEHP ADULTE BLANC POUR INSCRIPTION DIRECTE

DESCRIPTION

- Bracelet d'identification adulte
- Sans DEHP

Qualité douce, lisse, léger, confortable. Bords du bracelet non irritants. Bracelet non étirable à fermeture inviolable par perforation. Dimensions de la zone d'inscription standards : 7,1cm x 2,8cm. Sans Latex, hypoallergénique. Dimensions :- Longueur : 25cm- Largeur (étiquette) : 2,8cm- Largeur (languette) : 1,1cm

CARACTERISTIQUES

Bracelet d'identification à fermeture inviolable adulte pour inscription directe, blanc

INDICATIONS D'UTILISATION

Dispositif destiné à identifier et sécuriser le patient adulte durant son hospitalisation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

PVC

Latex ? non

BPA ? non

Phtalates CMR ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? non

Durée de validité : 5 ans

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE BRAAB

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : T01020204

OPERATEURS ECONOMIQUES :

FABRICANT : DIDACTIC

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 39269097

Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	matière/couleur	UNITE			BOITE		CARTON		PALETTE	
		EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE
BRAAB	PVC-BLANC	3661809001659	3661809101656	100	3661809201653	5000				80000

Référence	matière/couleur	UNITE		BOITE		CARTON		PALETTE	
		dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
BRAAB	PVC-BLANC	0.00 x 25.00 x 2.80		4.20 x 10.50 x 28.00	.272	44.50 x 30.50 x 60.00	15.800		

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg